

XCellarisPRO HC902 Microneedling Roller

The Original – 100% Made in Germany

Thank you for choosing this high-quality product. Using it two to three times a week will give your skin a fresher look and glow and it will visibly improve your complexion.

Dermalroller GmbH is a German manufacturer of medical and aesthetic devices and cosmetics. We have been manufacturing microneedling devices at our own production site since 2000. That's why we call our microneedling roller "The Original".

Mode of Operation and Design:

Use your XCellarisPRO HC902 on smaller skin areas like face, neck and décolletage. The roller head has 162 tiny stainless-steel microneedles with an effective length of 0.2 mm.

When rolling across the skin the microneedles penetrate the corneal layer of the skin and remove loose skin cells and deposits. The result will be a fresher and more radiant looking skin.

Make the treatment with XCellarisPRO HC902 part of your regular skin care program.

This quality product is re-usable many times with proper care – see care instruction below.

WARNING: Keep out of reach of children.

CAUTION: Sharp needles – handle with care. Do not use this product near eyes to avoid injury.

Instruction for use

Please read this instruction carefully. It contains important information on the proper and safe handling of your XCellarisPRO HC902 device. Keep these instructions with the product as a reference.

Safety Notes:

- If used according to this instruction, harmful side effects are unknown.
- The device is to be used on adults > 18 years.
- Do not use on mucous membranes and lips.
- For hygienic reasons, the product must not be shared between individuals
- The skin to be treated must be healthy. In case of an active skin disease or disorder (acne, eczema, etc.) seek professional advice first.
- Check your device for any damage before each use. Do not use a damaged device. Dispose of it safely in that case.
- Excessive pressure may cause temporary painful redness of the skin. It may also damage the needles.
- Do not soak the roller head in alcohol or solutions containing chlorine ions as this may damage the needles.
- Do not use harsh detergents, solvents or household cleaners. Do not sterilize with heat or steam. Do not clean in an ultrasonic bath. High temperatures > 185°F / 85 ° C affect the sharpness of the needles and can damage the plastic parts.

Use instruction:

1. Clean the skin area to be treated e.g. with a skin cleanser and let it dry.
2. Roll the device with **gentle pressure** 2 to 3 times in each direction (vertical, horizontal, diagonal left and right) across the skin in a star shaped manner to achieve a uniform application pattern. You may stretch the skin gently between your fingers when rolling across. Larger skin areas should be divided into smaller areas to allow for uniform results.
3. Let the skin recover for 10-15 minutes.
4. Afterwards apply a high-quality moisturizing cream or lotion that contains no skin-irritating ingredients.

Tip: Especially sensitive skin may react with redness and scaling after the first few applications. This is a normal, temporary reaction. Start with only a single application per week until your skin gets used to it. Afterwards you can

increase frequency of application.

Care Instruction – Careful treatment and cleaning of the product can extend product life:

1. Rinse the device under plenty of hot, but not boiling tap water and shake it dry. Avoid contact with hard surfaces.
2. We advise to disinfect the needles with a suitable disinfectant, Spray the roller head all around with 4 puffs of a mild disinfectant/ bactericidal solution that is approved for use on skin. Let it dry for a few minutes.
3. Always store your XCellarisPRO HC902 carefully in the packaging provided (Jewel Case).

Product life:

All sharp steels are subject to wear, even when “only”. applied to skin.

For XCellarisPRO HC902 a product lifetime of at least 50 applications can be expected when used and cleaned as recommended above. Microneedling of larger skin areas may wear off the needles faster and shorten product life.

XCellarisPRO HC902 is a consumer product. This product meets CPSC safety requirements.

Visit us at www.xcellarispro.us

XCP HC902 02.2020

XCellarisPRO HC902 Microneedling Roller

El Original - 100% fabricado en Alemania

Gracias por elegir este producto de alta calidad. Si lo usa dos o tres veces a la semana, le dará a su piel un aspecto más fresco y brillante y mejorará visiblemente su rostro.

Dermalroller GmbH es un fabricante alemán de dispositivos médicos, estéticos y cosméticos. Desde el año 2000 fabricamos dispositivos de "microneedling" en nuestras propias instalaciones. Por eso llamamos a nuestro dispositivo de microneedling "El Original".

Modo de Operación y Diseño:

Use su XCellarisPRO HC902 en áreas de la piel más pequeñas como el rostro, el cuello y el escote. XCellarisPRO HC902 tiene 162 microagujas con una longitud efectiva de 0,2 mm.

Al rodar XCellarisPRO HC902 por la piel, las microagujas penetran en la capa córnea de la piel y eliminan las células cutáneas sueltas. El resultado será una piel más fresca y radiante.

Haga que el tratamiento con XCellarisPRO HC902 sea parte de su programa regular de cuidado de la piel. Este producto de calidad es reutilizable muchas veces si se cuida adecuadamente. Vea las instrucciones de cuidado a continuación.

ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN: Aguja afilada - manejar con cuidado.

No utilice este producto cerca del área de los ojos para evitar lesiones.

Instrucciones de uso

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el manejo adecuado y seguro de su dispositivo XCellarisPRO HC902. Guarde estas instrucciones con el producto como referencia.

Notas de seguridad:

- No se conocen efectos secundarios adversos cuando el dispositivo se usa de acuerdo con estas instrucciones.
- El dispositivo debe ser utilizado en adultos mayores de 18 años.
- No usar en membranas mucosas y labios.
- La piel a tratar debe estar sana y limpia. En caso de una enfermedad o trastorno activo de la piel (acné, eccema, etc.) consulte primero con un profesional.
- Compruebe antes de cada uso, que su dispositivo no esté dañado. No utilice dispositivos dañados. Deséchelo de forma segura en ese caso.
- Por motivos de higiene, el dispositivo no debe compartirse entre individuos.
- Una presión excesiva puede causar enrojecimiento doloroso temporal de la piel. También puede dañar las agujas del dispositivo.
- No sumerja la cabeza del rodillo en alcohol o en soluciones que contengan iones de cloro, ya que esto podría dañar las agujas.
- No utilice detergentes fuertes, disolventes o limpiadores para el hogar. No esterilizar con calor o vapor. No limpiar en un baño de ultrasonidos. Las altas temperaturas mayores a 185°F / 85 ° C afectan el afilado de las agujas y pueden dañar las piezas de plástico.

Instrucciones de uso:

- Limpie el área de la piel a tratar, por ejemplo con un limpiador de la piel y déjelo secar.
- Pase el dispositivo ejerciendo una presión ligera e imitando la forma de una estrella de 2 a 3 veces en cada dirección de la piel (horizontal, vertical, diagonal hacia la izquierda y hacia la derecha). De esta manera, se consigue un patrón de aplicación uniforme. Puede estirar la piel suavemente entre sus dedos (lo que facilitaría el buen uso del dispositivo). Las superficies más grandes de la piel, deberán dividirse en áreas más pequeñas para posibilitar un resultado uniforme.
- Después del uso, deje que la piel se recupere durante 10-15 minutos.

8. A continuación, aplique una crema o loción hidratante de alta calidad que no contenga ingredientes que irriten la piel.

Nota: La piel especialmente sensible puede reaccionar con enrojecimiento y descamación después de las primeras aplicaciones. Esta es una reacción normal y temporal. Comience con una sola aplicación por semana hasta que su piel se acostumbre a ella.

Después puede aumentar la frecuencia de aplicación.

Instrucciones de cuidado -El tratamiento y la limpieza cuidadosos del producto pueden prolongar la vida útil del producto:

4. Después de la utilización del dispositivo, enjuáguelo con abundante agua tibia o moderadamente caliente y sacúdalo para secarlo. Evite el contacto con superficies duras.
5. Recomendamos desinfectar las agujas con un desinfectante adecuado. Rocíe la cabeza del XCellarisPRO HC902 con alrededor de 4 pulverizaciones de solución desinfectante / bactericida suave aprobada para uso en la piel y deje secar unos minutos.
6. Guarde siempre su XCellarisPRO HC902 con cuidado en el embalaje proporcionado (Jewel Case).

Vida útil del producto:

Todos los aceros afilados están sujetos a un proceso de desgaste, incluso cuando "solo" se aplican en la piel.

Para XCellarisPRO HC902 se ha determinado una vida útil de, por lo menos, 50 usos.

XCellarisPRO HC902 es un producto de consumo. Este producto cumple con los requisitos de seguridad de la CPSC.

Visítenos en www.xcellarispro.us

XCP HC902 02.2020